



TePe a obtenu la certification internationale de qualité ISO 9001 et la certification environnementale ISO 14001.

TePe Benelux B.V.

Amethystweg 5 | 2665 NT Bleiswijk
Tel: +31 (0)85-760 39 66
info.be@tepe.com | www.tepe.com/be-fr

TePe Munhygienprodukter AB

Bronsåldersgatan 5 | 213 76 Malmö, Sweden
Tel +46 (0)40 670 11 00 | Fax +46 (0)40 670 11 11
info@tepe.com | www.tepe.com

Toutes les marques commerciales citées dans le présent document sont la propriété de TePe Munhygienprodukter AB.



Catalogue Produits



TePe®

Sommaire

Ces petites choses qui nous font sourire 3

Prévention 4

Développement durable 5

Nettoyage interdentaire 6

Brosses à dents et dentifrices 16

Sécheresse buccale 26

Brosses spéciales 30

Des sourires sains 34

Éducation 40

Personnalisation 45

Supports marketing 46



Certains produits s'accompagnent de symboles qui en décrivent l'utilisation ainsi que les types d'emballages disponibles. Vous trouverez ci-dessous un guide de référence pour tous les symboles :

Utilisation :



Soins bucco-dentaires quotidiens pour les patients ayant une dentition saine



Convient aux enfants et/ou aux juniors



Convient aux patients portant un appareil d'orthodontie fixe



Convient aux patients porteurs d'implants



Convient aux patients atteints de gingivite ou parodontite

Emballage :



Flowpack



Blister



Sachet



Étui carton



Boîte



Tube



Flacon

Références :

1. Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées conformément au protocole des GES et aux normes ISO 14040 et ISO 14044.

2. Pour les manches de ses brosses à dents et brosselettes interdentaires, ainsi que pour le porte-fil, le gratte-langue, les étuis de voyage, les capuchons et l'Extra Grip, TePe s'approvisionne uniquement en matières premières renouvelables ou en matières premières renouvelables certifiées via la méthode du bilan de masse, certifiée de manière indépendante par la l'ISCC PLUS (Certification internationale en

matière de durabilité et de carbone).

3. Furness S, et al. Interventions for the management of dry mouth: topical therapies. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD008934.

4. Principaux résultats au sein du groupe de personnes indiquant que la sécheresse buccale affecte leur vie quotidienne (13 %). TePe - Sécheresse buccale au Royaume-Uni, questionnaire en ligne auprès de 1 000 personnes interrogées, Transvector, avril 2023.

Ces petites choses qui nous font sourire

Ce sont souvent les petites choses de la vie qui lui donnent tout son sens. Comme par exemple, commencer la journée en échangeant un sourire avec un ami, un collègue ou un inconnu. Il en va de même pour notre santé bucco-dentaire : quelques minutes de brossage, de nettoyage interdentaire avec du fil ou des brossettes peuvent avoir une incidence considérable sur notre santé et notre bien-être général.

Un petit effort pour de nombreux avantages.

Prendre soin de votre bouche signifie prendre soin de votre santé. C'est pourquoi nous continuons à innover, à éduquer et à proposer une large gamme de solutions pour une meilleure santé bucco-dentaire.

Groupe suédois fondé en 1965, TePe n'a cessé depuis de développer des solutions innovantes pour la santé de tous. Parcourez ce catalogue et découvrez les dispositifs TePe pour une vie plus saine et des sourires en bonne santé.



La prévention commence par des soins au quotidien

Nous parlons souvent de prévention car c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Prendre soin de vos dents et de vos gencives ne se limite pas à garder une bouche fraîche : c'est essentiel pour prévenir des maladies courantes telles que les caries et les maladies des gencives. En d'autres termes : une bonne routine de

soins bucco-dentaires permet d'éviter des traitements lourds et coûteux à l'avenir. Nos produits sont conçus pour rendre la prévention quotidienne simple, efficace et agréable. Un petit pas pour votre bouche, un grand bond pour votre santé.

1.



Sensibiliser à la prévention

TePe sensibilise à l'impact positif de la prévention dans le but de...

- Prévenir le développement des maladies bucco-dentaires
- Réduire la réapparition des maladies bucco-dentaires
- Améliorer ou stabiliser le niveau des maladies bucco-dentaires

2.

Plus de connaissances pour une meilleure santé

Les soins préventifs permettent d'avoir une bouche plus saine, ce qui favorise la santé générale grâce à...

- Un bien-être fonctionnel
- Un bien-être psychologique et social
- L'absence d'inconfort ou de douleur



3.



Une meilleure santé est bénéfique pour la planète

Une bonne santé bucco-dentaire et une bonne santé générale ont un impact positif sur l'environnement car elles peuvent conduire à...

- Une réduction des ressources utilisées
- Une réduction des déchets générés
- Une réduction des émissions

Notre parcours vers un futur plus durable

Prendre soin de ses dents est excellent pour son sourire, mais saviez-vous que cela peut également avoir un effet positif pour une planète plus saine ? Des dents saines signifient souvent un impact environnemental réduit, car la prévention dentaire peut minimiser la nécessité de traitements dentaires ainsi que les émissions qui leur sont associées.

Qu'en est-il de nos produits et de notre production ? Tous nos produits sont fabriqués en Suède avec 100% d'énergie renouvelable, générée par notre propre centrale photovoltaïque. Nous travaillons activement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et éliminons progressivement les matières plastiques d'origine fossile pour les remplacer par des solutions renouvelables.^{1,2} Le développement durable est un parcours qui est fait d'améliorations progressives - Chaque geste, petit ou grand, compte. Découvrez les étapes les plus importantes de notre parcours vers un futur plus durable.

Le début de notre parcours vers un futur plus durable. Le lancement du cure-dents triangulaire, fabriqué en bois suédois et développé en collaboration avec La Faculté d'odontologie de Malmö, en Suède, marque la création de TePe.

1965



TePe commence à utiliser l'énergie hydroélectrique. Le site de production est désormais alimenté à 100 % par des énergies renouvelables.

1993

Une innovation significative pour les soins dentaires préventifs : le lancement de la brosse interdentaire TePe.



2016

2019



TePe commence à éliminer progressivement les matières vierges d'origine fossile de ses processus de production. Mise en place d'un Life Cycle Assessment des matériaux utilisés dans nos produits et emballages fabriqués en interne.

Une centrale photovoltaïque est installée pour alimenter notre production au siège de Malmö et au Royaume-Uni.

2018

TePe lance la brosse à dents TePe GOOD, fabriquée en canne à sucre.

2020

Mise en place de l'équipe transverse TePe pour le Développement Durable.

Les abeilles mellifères trouvent une nouvelle maison sur les toits de nos usines.



2022

Tous les manches des brosses à dents et brossettes interdentaires TePe sont désormais fabriqués à partir de matières premières renouvelables ou selon l'approche du Bilan de masse.



2021

Intégration de 7 Objectifs de développement durable des Nations Unies dans notre stratégie



2023

Lancement de TePe Choice, brosse à dents dotée d'un manche en bois et de têtes de brosse échangeables, et d'un fil dentaire fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées.



2024

Révision de nos objectifs de réduction des émissions et analyse des gaz à effet de serre pour les Scope 1, 2 et 3.



2025

100 % de nos emballages produits en interne contiendront au minimum 60 % de matériaux renouvelables, recyclés ou certifiés FSC (forêts gérées durablement.)



2030

25 millions de sourires en bonne santé.

2050

Neutralité carbone




Nettoyage interdentaire

Une attention particulière donnée au nettoyage interdentaire permettra de garder les espaces entre les dents parfaitement propres ce qui est essentiel pour garder un sourire en bonne santé. Nous proposons une gamme de dispositifs interdentaires adaptés aux différents espaces et aux besoins de tous.

Recommander le bon dispositif de nettoyage interdentaire

Lorsque l'espace entre les dents est suffisant, la brosse interdentaire est la solution idéale. Elle peut atteindre et nettoyer efficacement le moindre recoin entre les dents, y compris les surfaces concaves que le fil dentaire ne peut pas toujours atteindre.

Lorsqu'il n'y a pas d'espace - Quand les gencives comblent complètement l'espace entre les dents, l'utilisation du fil dentaire ou d'un cure-dents peut suffire à garder cette zone propre.





TePe EasyFit™ – Notre nouvelle brosse à dents interdentaire

Enfin disponible : la brosse à dents interdentaire conique TePe EasyFit™ !

TePe® EasyFit™ est notre nouvelle brosse à dents conique, conçue pour s'adapter facilement à différents espaces interdentaires. Sa pointe souple rend l'insertion confortable et efficace, pour un nettoyage en profondeur des dents. Idéale pour aider les patients à instaurer une routine d'hygiène bucco-dentaire durable. Disponible en S/M (espaces étroits) et M/L (espaces plus larges).

Nouveau


Adaptée à plusieurs espaces interdentaires

Pointe souple pour plus de confort

Une forme conique unique et une surface plus large


Manche ergonomique pour une prise en main stable

Le capuchon en plastique protège la brosse et peut rallonger le manche




- Convient à de nombreuses tailles d'espaces interdentaires
- Élimine la plaque dentaire entre les dents
- Confortable et simple à intégrer dans une routine d'hygiène quotidienne
- Le manche permet un nettoyage plus efficace
- Une forme conique unique et une surface plus large

Couleur : Turquoise
Taille : S/M




Couleur : Violet
Taille : M/L



Éliminer la plaque là où la brosse à dents n'a pas accès

Les espaces entre les dents sont souvent oubliés, pourtant c'est là que la plaque s'installe le plus rapidement. Le brossage classique ne nettoie que 3 des 5 surfaces dentaires, soit près de 60 % des dents. La brosette interdentaire atteint les zones restantes, un petit geste qui fait une grande différence.




Brossette Interdentaire TePe® Originale

Selon les études, les brossettes interdentaires sont le dispositif le plus efficace pour éliminer la plaque dentaire entre les dents. Nous avons développé nos brossettes en collaboration avec des experts dentaires afin d'en garantir la meilleure efficacité, mais aussi le confort et la qualité. Nous proposons 9 tailles conformes à la norme internationale ISO et identifiées par un code couleur : ainsi, nous avons une taille pour chaque espace interdentaire, grand ou petit qu'il soit. Associer les espaces à la couleur adéquate permet de se souvenir facilement de la taille dont on a besoin. Tous les manches de nos brossettes interdentaires sont fabriqués à partir de matières renouvelables via l'approche du bilan de masse.²

Les brins recouvrent l'ensemble du fil métallique pour un nettoyage sûr, tout en douceur.

Fil métallique recouvert de plastique et pointe arrondie pour plus de sécurité et de confort.




Le capuchon en plastique peut être utilisé pour protéger la brossette ou rallonger le manche.



Les petites tailles de brossettes (0-3) ont un cou flexible pour plus de solidité et pour faciliter l'insertion.

Les plus grandes tailles de brossettes ont un fil métallique flexible plus épais.



Manche ergonomique pour une prise en main stable.



Tailles identifiées par un code couleur pour une utilisation plus simple.



Les brossettes interdentaires TePe Originales sont également disponibles en lots assortis toutes tailles.



132 699




112 299




Brossette Interdentaire TePe® Originale


Couleur : Rose
 Taille ISO : 0
 PHD : 0,6 mm
 Diamètre du fil : 0,4 mm




Couleur : Orange
 Taille ISO : 1
 PHD : 0,7 mm
 Diamètre du fil : 0,45 mm




Couleur : Rouge
 Taille ISO : 2
 PHD : 0,9 mm
 Diamètre du fil : 0,5 mm




Couleur : Bleu
 Taille ISO : 3
 PHD : 1,1 mm
 Diamètre du fil : 0,6 mm




Couleur : Jaune
 Taille ISO : 4
 PHD : 1,3 mm
 Diamètre du fil : 0,7 mm




Couleur : Vert
 Taille ISO : 5
 PHD : 1,6 mm
 Diamètre du fil : 0,8 mm




Couleur : Violet
 Taille ISO : 6
 PHD : 2,0 mm
 Diamètre du fil : 1,1 mm



Couleur : Gris
 Taille ISO : 7
 PHD : 2,6 mm
 Diamètre du fil : 1,3 mm



Couleur : Noir
 Taille ISO : 8
 PHD : 3,4 mm
 Diamètre du fil : 1,5 mm




Brossette Interdentaire TePe® Extra Souple

- Brins ultrasouples pour un nettoyage sûr, tout en douceur.
- Six tailles, avec un fil métallique recouvert de plastique.
- Idéale en cas de dents sensibles, de gencives douloureuses, de sécheresse buccale ou après une chirurgie buccale*.




Couleur : Orange
 Taille ISO : 1
 PHD : 0,7 mm
 Diamètre du fil : 0,45 mm



122 625 122 425




Couleur : Rouge
 Taille ISO : 2
 PHD : 0,9 mm
 Diamètre du fil : 0,5 mm



122 635 122 435




Couleur : Bleu
 Taille ISO : 3
 PHD : 1,1 mm
 Diamètre du fil : 0,6 mm



122 645 122 445




Couleur : Jaune
 Taille ISO : 4
 PHD : 1,3 mm
 Diamètre du fil : 0,7 mm



122 655 122 455




Couleur : Vert
 Taille ISO : 5
 PHD : 1,6 mm
 Diamètre du fil : 0,8 mm



122 665 122 465




Couleur : Violet
 Taille ISO : 6
 PHD : 2,0 mm
 Diamètre du fil : 1,1 mm



122 675 122 475



* Toujours consulter un professionnel dentaire pour la méthode de brossage à utiliser après une chirurgie buccale.




122 699 122 299

Les brosseuses interdentaires TePe Extra Souples sont également disponibles en lots assortis toutes tailles.


Brossette Interdentaire TePe Angle™

Couleur : Rose
 Taille ISO : 0
 PHD : 0,6 mm
 Diamètre du fil : 0,4 mm



152 010 154 410

Couleur : Rouge
 Taille ISO : 2
 PHD : 0,9 mm
 Diamètre du fil : 0,5 mm




152 030 154 430

Couleur : Jaune
 Taille ISO : 4
 PHD : 1,3 mm
 Diamètre du fil : 0,7 mm



152 050 154 450

Couleur : Orange
 Taille ISO : 1
 PHD : 0,7 mm
 Diamètre du fil : 0,45 mm




152 020 154 420

Couleur : Bleu
 Taille ISO : 3
 PHD : 1,1 mm
 Diamètre du fil : 0,6 mm



152 040 154 440

Couleur : Vert
 Taille ISO : 5
 PHD : 1,6 mm
 Diamètre du fil : 0,8 mm



152 060 154 460

- Fil métallique recouvert de plastique pour une utilisation en toute sécurité.
- Manche allongé et plat pour une prise en main stable.
- Tête de brosse coudée facilitant l'insertion, notamment au niveau des dents postérieures.



154 699

Les brossettes interdentaires TePe Angle sont également disponibles en lots assortis toutes tailles.



TePe EasyPick™ – pour nettoyer facilement les espaces interdentaires

Ce cure-dents en silicone doux élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus alimentaires gênants pour garder vos dents et vos gencives saines et propres. Il est flexible et confortable à utiliser, même lorsque vous portez un appareil d'orthodontie fixe, des implants ou des couronnes.



Un design unique et un revêtement en silicone pour un nettoyage efficace et confortable.

Pointe arrondie pour une utilisation confortable.

Les lamelles offrent une large zone de contact avec les surfaces entre les dents.


Forme conique pour s'adapter à tous les espaces interdentaires.

Un étui pratique pour TePe EasyPick™ est inclus pour faciliter le nettoyage en déplacement.



TePe EasyPick™


Un dispositif excellent pour les bouches en bonne santé comme en cas de gingivite, mais également pour faciliter le nettoyage interdentaire en déplacement, pour tous.



Colour: Orange
Size: XS/S



Colour: Bleu
Size: M/L




Colour: Violet
Size: XL




Mixed box EasyPick 242264

TePe Mini Flosser™

- Porte-fil préchargé pour une utilisation pratique et facile en cas d'espaces étroits.
- Fil dentaire résistant et fin, ne s'effiloche pas.
- Section plate d'appui pour une insertion sûre tout en douceur
- Manche fabriqué à partir de matières renouvelables via l'approche du bilan de masse²



Insérez délicatement le fil dentaire en mordant légèrement sur la section plate.



Gel Gingival TePe®

Contenance : 2 ml / 20 ml

- Contient de la chlorhexidine (0,2 %) pour combattre les bactéries et du fluor (0,32 % NaF) pour renforcer l'émail des dents
- Sans abrasifs, sans alcool, sans colorants.
- Arôme menthe fraîche et consistance onctueuse.
- Pour une protection renforcée contre les caries.



982 571
(2 ml)



982 373
(20 ml)



Utilisez le bouchon comme support pour appliquer le gel.



Fil Dentaire TePe®

Longueur : 5 m / 40 m

- Le fil dentaire est recommandé pour les espaces interdentaires trop étroits pour insérer une brosse à dents interdentaire.
- Fil dentaire dilatant au contact de l'humidité et s'adapte à l'espace interdentaire pour un nettoyage optimal.
- Glisse facilement entre les dents grâce à son revêtement en cire végétale et huile d'avocat.
- Arôme menthe fraîche.



642 571
(5 m)



642 230
(40 m)



Déplacez délicatement le fil le long de la surface de chaque dent.



Étui de voyage TePe®

- Un étui de voyage pratique pour les brossettes interdentaires TePe®, pour le porte-fil TePe® Mini Flosser ou pour les cure-dents Easy Pick™. Trous d'aération pour permettre aux brins de sécher.
- Idéal pour un rangement hygiénique et facile à emporter.
- Fabriqué à partir de matières premières renouvelables via l'approche du bilan de masse.²



922 028



Fil Dentaire TePe® Bridges & Implants

Quantité : 5 pcs / 30 pcs


- Fil dentaire spongieux avec un gros diamètre pour un nettoyage efficace.
- La courte longueur et les embouts rigides bleus permet l'insertion et l'utilisation, tout en étant bien visibles dans la bouche.
- Parfait pour le nettoyage des implants, des bridges et des appareils d'orthodontie fixes.
- Une utilisation quotidienne contribue à la santé des gencives.



672 655
(5 pcs)



672 255
(30 pcs)





Made in Sweden

TePe®

Daily™
Toothpaste

Cavity prevention
Mild peppermint

With fluoride
Low-foaming
0% SLS
Vegan

Fluorid-Zahnpasta | Milder Minzgeschmack | Wenig Schaum
Fluoride tandpasta | Milde muntsmaak | Laagschuimend
Dentifricio al fluoro | Aroma delicato di menta | Leggero schiumoso
Dentifrice au Fluor | Saveur menthe douce | Peu moussant

TePe

TePe

Brosses à dents et dentifrices

De haute qualité, bien conçues, efficaces tout en restant douces pour les dents et les gencives, les brosses à dents TePe se déclinent en différents modèles, tailles, types de brins et couleurs, pour une bonne hygiène orale au quotidien et à tout âge.

Et que seraient les brosses à dents sans le dentifrice ? Nous sommes heureux de proposer une gamme de dentifrices parfaitement complémentaires à nos brosses à dents. Découvrez TePe Daily & TePe Pure, deux gammes de dentifrices doux au fluor pour la protection quotidienne des caries de toute la famille, ainsi que pour les gencives sensibles et la sécheresse buccale.

Une routine simple en 3 étapes pour un sourire plus sain

Commencez toujours par nettoyer les espaces interdentaires afin d'éliminer la plaque. Utilisez une brosette interdentaire ou un fil dentaire pour une élimination efficace de la plaque dentaire entre les dents.



Le gratte-langue est une véritable baguette magique contre la mauvaise haleine ! Le gratte-langue TePe présente trois lames pour un triple effet de nettoyage. Il est facile à utiliser, élimine les bactéries en quelques passages seulement et prévient la mauvaise haleine.



Commencez par brosser l'intérieur de vos dents pour vous assurer qu'elles reçoivent autant d'attention que l'extérieur. Brossez-vous les dents deux fois par jour pendant deux minutes pour éliminer la plaque dentaire et répartir le fluor de manière optimale.




TePe Supreme™ – élimination optimale de la plaque dentaire tout en douceur

Notre brosse à dents innovante permet un meilleur accès aux dents postérieures grâce à ses deux niveaux de brins. Les brins les plus longs permettent de nettoyer entre les dents et le long des gencives, tandis que les brins plus courts nettoient délicatement le reste de la surface des dents. Développée en collaboration avec des experts dentaires. Son manche est fabriqué à partir de matières premières renouvelables via l'approche du bilan de masse. Il en est de même pour toutes les brosses à dents TePe.



Conception unique avec des brins sur deux niveaux, pour un meilleur accès.



Le cou peut être plié en le passant sous l'eau chaude.

Manche ergonomique avec repose-pouce pour plus de confort.

Brins arrondis et coniques.



TePe Supreme™

Taille : Normale

Brins : Souples

- Conception unique de brins à deux niveaux pour un nettoyage précis.
- Manche ergonomique avec repose pouce pour plus de confort.



x1



x1

352 601

352 101



TePe Supreme™ Compact

Taille : Compacte

Brins : Souples

- Conception unique de brins à deux niveaux pour un nettoyage précis, et manche ergonomique avec repose-pouce.
- Convient aux adolescents ou aux adultes qui préfèrent une tête de brosse plus compacte.



x1



x1

392 602

392 102



TePe Nova™

Taille : Normale

Brins : Extra souples (rose), souples (jaune) et medium (bleu)

- Pointe de brosse plus longue et brins arrondis pour un nettoyage efficace et doux.
- Manche ergonomique avec repose-pouce pour plus de confort.



x1

312 197
Extra
Souple



x1

312 198
Souple



x1

312 199
Medium



x1



x1



x1

312 697
Extra
Souple

312 698
Souple

312 699
Medium



La règle des 4x2 mérite d'être partagée



Utilisez environ 2 cm de dentifrice au fluor pour les adultes.

(Enfants de 0 à 2 ans : utilisez une quantité équivalente à un grain de riz. 3 à 6 ans : utilisez une quantité équivalente à un petit-pois)



Brossez-vous les dents matin et soir.



Brossage de deux minutes minimum.



Évitez de manger ou de boire pendant deux heures après le brossage pour bénéficier au maximum de l'action du fluor.

TePe Select™ Regular

Taille : Normale

Brins : Extra souples, souples et medium

- Tête de brosse conique pour atteindre facilement toutes les zones de la bouche.
- Brins arrondis pour un nettoyage doux et efficace.
- Manche ergonomique.



322 687
Extra Souple

322 688
Souple

322 689
Medium



322 110
Extra Souple

322 120
Souple

322 130
Medium



TePe Select™ Compact

Taille : Compacte

Brins : Extra souples, souples et medium

- Petite tête de brosse conique pour atteindre facilement toutes les zones de la bouche.
- Brins arrondis pour un nettoyage doux et efficace.
- Convient aux enfants et aux adultes qui préfèrent une tête de brosse plus petite.



332 687
Extra Souple

332 688
Souple

332 689
Medium



332 110
Extra Souple

332 120
Souple

332 130
Medium



TePe Colour™

Taille : Normale

Brins : Souples

- Tête de brosse conique pour atteindre facilement toutes les zones de la bouche.
- Brins arrondis pour un nettoyage doux et efficace.
- Manche ergonomique.



322 683
(01,03,04,05)



322 383



Les dispositifs TePe sont de très haute qualité et conçus, développés et fabriqués en Suède. Tous les dispositifs TePe sont fabriqués en utilisant 100% d'énergie renouvelables avec une production zéro émissions.

TePe Mini™ Bolibompa

Taille : Mini

Brins : Extra souples

- Toute petite tête de brosse conique et brins arrondis pour un nettoyage efficace et doux.
- Recommandée dès la première dent.



301 686
Extra
Souple

301 186
Extra
Souple



TePe Mini™

Taille : Mini

Brins : Extra souples et souples

- Toute petite tête de brosse conique et brins arrondis pour un nettoyage efficace et doux.
- Recommandée dès la première dent.
- Disponible avec motifs ludiques créés par l'artiste suédoise Isa Form.



382 687
Extra
Souple



TePe Kids™

Taille : Compacte

Brins : Extra souples et souples

- Brosse à dents avec des motifs colorés, parfaitement adaptée aux enfants à partir de 6 ans.
- Petite tête de brosse conique pour atteindre facilement toutes les zones de la bouche.
- Brins arrondis pour un nettoyage doux et efficace.



339 691
Extra
Souple

339 692
Souple

339 160
Extra
Souple

339 161
Souple



Une bonne routine pour des dents en bonne santé dès le plus jeune âge

Les enfants ont besoin d'aide pour se brosser les dents

Jusqu'à 10 / 12 ans environ. Pourquoi ne pas rendre le brossage plus amusant en l'accompagnant d'une chanson ou d'une histoire ?



Créez une routine

Brossez l'intérieur, l'extérieur et la surface de mastication dans le même ordre pour n'oublier aucune face. N'oubliez pas la ligne gingivale où les bactéries ont tendance à se loger et peuvent provoquer une inflammation.





TePe Choice™ – Bon pour vous et pour la planète

TePe Choice™ est une brosse à dents innovante et ergonomique avec un manche réutilisable en bois de hêtre suédois, et trois têtes de brosse échangeables.

Taille : Normale

Brins : Souples

- Tête de brosse conique pour un accès facilité.
- Revêtement végétal sur le manche pour minimiser l'absorption d'humidité.
- Brins souples et arrondis pour un nettoyage doux et efficace.
- Tête de brosse fabriquée à partir de matières premières renouvelables via l'approche du bilan de masse².



362 820



362 820-01
(vert)



362 820-02
(rose)



Révélateur de plaque TePe® PlaqSearch

Taille : 10 comprimés/paquet

- Méthode simple et rapide d'auto-vérification de la plaque dentaire.
- Deux indicateurs de couleurs différentes.
- Aide pédagogique pour une meilleure santé bucco-dentaire.



992 676



992 680



Différencie la plaque récente (rouge) et la plaque ancienne (bleue).



L'emballage, c'est important


Le passage à des matériaux renouvelables ou recyclés est une priorité. Aujourd'hui, nous utilisons du papier labellisé FSC et du carton recyclé. Et la plupart de nos emballages en plastique sont fabriqués à partir de matériaux partiellement recyclés ou renouvelables. Tous les emballages sont recyclables à 100 %.

TePe® Extra Grip

- Offre une prise en main confortable et stable qui aide les personnes ayant une dextérité manuelle réduite.
- Convient à la brosse à dents Select et aux brosses spéciales.
- S'insère et se retire facilement en tapant le manche de la brosse à dents sur une surface dure.
- Ne pèse que 30 grammes.
- Fabriqué à partir de matières premières renouvelables via l'approche du bilan de masse.²



912 210



Insérez/retirez la brosse en tapant le manche sur une surface dure.



TePe® Capuchon de protection

- Petit capuchon de protection pratique pour brosse à dents.
- Les trous d'aération permettent à la brosse de sécher rapidement.
- Convient à toutes les brosses à dents et brosses TePe (sauf les brosses Prothèse et Classic).
- Fabriqué à partir de matières premières renouvelables via l'approche du bilan de masse.²



922024





Dentifrice TePe Daily™

Une gamme de dentifrices de qualité pour toute la famille. Il est efficace contre les caries, doux pour la muqueuse buccale et sans additifs inutiles. TePe Daily est disponible en trois versions : pour les adultes, les enfants et les bébés, chacune avec un taux de fluor adapté à l'âge.

Dentifrice TePe Pure™

Le choix idéal en cas des muqueuses buccales sensibles et de sécheresse buccale. Le dentifrice ne contient ni agents moussants ni colorants. Disponible en deux versions : sans parfum et menthe extra douce.



Good Environmental Choice

Le dentifrice TePe est certifié Bra Miljöval, écolabel suédois (Le bon choix pour l'environnement). Nous sommes fiers d'être la seule marque suédoise à proposer un dentifrice solide certifié Bra Miljöval !

	TePe Daily™	TePe Pure™ (menthe douce)	TePe Pure™ (sans parfum)
Prévention des caries	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Muqueuse sensible		✓✓	✓✓✓
Bouche sèche		✓✓✓	✓✓✓
Sensibilité aux SLS	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Problèmes sensoriels*		✓	✓✓✓
Arôme	Menthe douce	Menthe extra douce	Sans arômes
Agent moussant	Peu moussant	Aucun	Aucun
Colorant	Blanc	Aucun	Aucun

* Par exemple, patients souffrant de troubles du développement. Convient également aux enfants de 7 ans ou plus.

TePe Daily™ Baby

Fluorure de sodium : 1 000 ppm F⁻

Contenance : 50 ml, 15 ml

Âge : 0 à 6 ans

- Sans agents moussants pour un brossage plus facile.
- Sans arômes ni colorants.
- Vegan, sans SLS.



x1
50 ml
802 112

x1
15 ml
802 212



Utiliser une quantité équivalente à un grain de riz de dentifrice pour les enfants de 0 à 2 ans.



TePe Daily™

Fluorure de sodium : 1 450 ppm F⁻

Contenance : 75 ml, 15 ml

Âge : À partir de 7 ans

- Peu moussant pour un brossage agréable.
- Arôme menthe douce.
- Vegan, sans SLS.



75 ml
802 110



15 ml
802 210



Utiliser 2 cm de dentifrice au fluor



TePe Pure™ Menthe extra douce

Fluorure de sodium : 1 450 ppm F⁻

Contenance : 75 ml, 15 ml

Âge : À partir de 7 ans

- Sans agents moussants pour un brossage plus agréable.
- Arôme menthe extra douce.
- Sans colorants.
- Vegan, sans SLS.



75 ml
812 114



15 ml
812 214



Utiliser 2 cm de dentifrice au fluor



TePe Daily™ Kids

Fluorure de sodium : 1 000 ppm F⁻

Contenance : 75 ml, 15 ml

Âge : 0 à 6 ans

- Sans agents moussants pour un brossage plus facile.
- Arôme menthe extra douce.
- Vegan, sans SLS.



75 ml
802 111



15 ml
802 211



Utiliser une quantité équivalente à un petit-pois de dentifrice pour les enfants de 3 à 6 ans.



TePe Pure™ Sans parfum

Fluorure de sodium : 1 450 ppm F⁻

Contenance : 75 ml, 15 ml

Âge : À partir de 7 ans

- Sans agents moussants pour un brossage plus agréable.
- Sans arômes
- Sans colorants.
- Vegan, sans SLS.



75 ml
812 113



15 ml
812 213



Utiliser 2 cm de dentifrice au fluor



Sécheresse buccale

La sécheresse buccale est une affection dont on parle peu, mais qui touche 1 personne sur 5.³ Elle est étroitement liée à la santé bucco-dentaire. C'est pourquoi il nous semble important de contribuer à l'amélioration de la santé bucco-dentaire, avec une large gamme de produits qui soulagent, apaisent et protègent les dents.

Que disent les personnes souffrant de sécheresse buccale ?⁴



26%

Ont du mal à s'exprimer
du fait de la sécheresse
buccale



33%

des personnes affectées
dans leur vie quotidienne
déclarent que la
sécheresse buccale
affaiblit leur confiance en
elles

Parmi les personnes
plus gravement
atteintes,

35%

disent que leur
sommeil est affecté



62%

ne parlent pas
de ce problème

Certaines maladies,
certains médicaments
et la ménopause
peuvent causer la
sécheresse
buccale



Soulager la sensation de bouche sèche

La gamme hydratante TePe est conçue pour offrir un soulagement immédiat et prolongé, où que vous soyez et quand vous en avez besoin. Les produits hydratent, apaisent et rafraîchissent. Les bains de bouche hydratants au fluor offrent également une protection supplémentaire contre les caries. En raison du taux de fluor du bain de bouche, nous recommandons de l'utiliser 1 à 2 fois par jour, de préférence à un moment différent du brossage des dents, pour une protection supplémentaire contre les caries.

Avec ou sans arômes ?

Nous recommandons les versions non aromatisées pour les personnes ayant une production salivaire faible ou nulle et une muqueuse très sensible ou endommagée.



Bain de bouche hydratant TePe® Pomme et menthe douce

Fluorure de sodium : 0,2 %
Hydratation et stimulation de la salive :
acide malique, bétaïne et glycérine
Contenance : 500 ml
Âge : À partir de 12 ans

- Hydrate la muqueuse tout en laissant une agréable sensation dans la bouche.
- Stimule la salive.
- Arôme doux de pomme et menthe.
- Peut être utilisé deux fois par jour.
- Gobelet doseur pratique.



832 314

Bain de bouche hydratant TePe® Sans parfum

Fluorure de sodium : 0,2 %
Hydratation : Glycérine
Contenance : 500 ml
Âge : À partir de 12 ans

- Hydrate la muqueuse tout en laissant une agréable sensation dans la bouche.
- Doux et sans arômes.
- Ne contient pas d'alcool.
- Pour les bouches très sensibles.
- Peut être utilisé deux fois par jour.



832 313

Gel buccal hydratant TePe® Menthe douce

Prévention des caries : Xylitol
 Hydratation : bétaïne et glycérine
 Contenance : 50 ml
 Âge : tous âges

- Hydrate, apaise et apporte un confort immédiat*
- Pratique, hygiénique et facile à utiliser, même en déplacement.
- Peut être utilisé aussi souvent que nécessaire, de jour comme de nuit
- Sensation rafraîchissante de menthe douce.



x1
842 314

*La durée du soulagement est individuelle : l'effet est généralement plus durable chez les personnes sans salive ou avec très peu de salive.



Gel buccal hydratant TePe® Sans parfum

Prévention des caries : Xylitol
 Hydratation : bétaïne et glycérine
 Contenance : 50 ml
 Âge : tous âges

- Hydrate, apaise et apporte un confort immédiat*
- Pratique, hygiénique et facile à utiliser, même en déplacement.
- Peut être utilisé aussi souvent que nécessaire, de jour comme de nuit.
- Sans arômes et doux.



x1
842 313



Spray buccal hydratant® Pomme et menthe douce

Prévention des caries : SMFP 40 ppm F, xylitol
 Hydratation et stimulation de la salive :
 acide malique et glycérine
 Contenance : 50 ml
 Âge : À partir de 12 ans

- Stimule la salive et offre un rafraîchissement immédiat. Pratique en déplacement.
- Peut être utilisé 20 fois par jour maximum. À utiliser pendant la journée.
- Pomme et menthe douce.



x1
862 314



TePe® Spray buccal lubrifiant** Sans arômes

Hydratant : huile de tournesol
 Contenance : 50 ml
 Âge : tous âges

- Un spray lubrifiant pour bouches très sèches.
- Arôme doux.
- Pratique en déplacement.
- À utiliser aussi souvent que nécessaire.



x1
862 313

**Actuellement disponible dans certains pays.



Brosses spéciales

Dents de sagesse, implants dentaires, couronnes, bridges ou appareils d'orthodontie fixes – quels que soient vos besoins, TePe peut vous aider à rendre le nettoyage plus facile.


TePe propose une large gamme de dispositifs de nettoyage de grande qualité, dotés d'excellentes fonctionnalités, pour toutes les personnes ayant des besoins spécifiques en matière d'hygiène bucco-dentaire.



TePe Special Care™

Taille : Normale (rouge) et Compacte (bleue)
Brins : Ultra souples

- Pour les patients avec des tissus extrêmement douloureux et délicats, par ex. suite à un traumatisme, un traitement de radiothérapie ou une opération de chirurgie buccale.
- 12 000 (Normale) et 9 000 (Compact) brins ultrasouples pour un nettoyage délicat.
- Première étape de brossage après une opération de chirurgie buccale.*



Nouvelles couleurs 2026


* Le professionnel dentaire détermine toujours quand le brossage et le nettoyage interdentaire peuvent être repris après une chirurgie orale.



TePe Gentle Care™

Taille : Normale
Brins : Ultra souples

- Pour les personnes ayant la bouche sèche, des surfaces radiculaires sensibles ou des muqueuses buccales sensibles.
- Brins ultrasouples pour un nettoyage en douceur.
- Deuxième étape de brossage après une chirurgie buccale.*



Nouvelle couleur 2026



TePe® Denture Care

Taille : Normale

- Nettoyage efficace et sûr des prothèses amovibles.
- La tête de la brosse peut être coudée vers l'arrière pour une meilleure prise en main et pour faciliter l'insertion.
- Conçue pour ressembler à une brosse à dents classique.



Brins longs et résistants pour un nettoyage efficace des prothèses amovibles.



TePe® Gratte-langue

- Trois lames pour un triple effet nettoyant.
- Aide à prévenir la mauvaise haleine (halitose).
- Élimine les bactéries en quelques passages.
- Fabriqué à partir de matières premières renouvelables via l'approche du bilan de masse.²



TePe Compact Tuft™

TePe Compact Tuft est une brosse coudée conçue pour un nettoyage de précision. Elle est dotée d'une petite touffe en forme de dôme composée de petits brins courts et serrés. Avec son manche robuste et sa touffe dense et ferme, cette brosse permet de nettoyer facilement les zones les plus difficiles d'accès. De plus, tous les manches de nos brosses spéciales sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables selon l'approche du bilan de masse.²


Tête de brosse en forme de dôme avec touffe de brins dense et arrondie.

Brins courts et serrés pour une précision et une fermeté idéales.



TePe Compact Tuft™

- Optimale pour un nettoyage de précision.
- Tête de brosse en forme de dôme avec touffe de brins dense et arrondie.
- Idéale pour le nettoyage de la ligne gingivale, des faces occlusales des éruptions dentaires ou des dents de sagesse enclavées.



432 368

432 100



2026



TePe Universal Care™

- Un angle unique permet d'accéder facilement aux surfaces linguales et palatines des dents et des implants.
- Facilite le nettoyage des zones étroites et difficiles d'accès.
- Brins arrondis pour un nettoyage en douceur.



472 368



2026



La tête coudée permet un nettoyage facile des faces linguales.



TePe Interspace™

Brins : souples (jaune) et medium (bleu)

- Idéale pour le nettoyage des furcations, des implants, des appareils d'orthodontie fixes ou de la face distale de la dernière dent.
- La tête de la brosse peut être fixée d'un côté ou de l'autre du manche.
- Livrée avec 12 têtes de brosse remplaçables.




x12
412 364
Souples



x12
412 366
Medium



Nouvelles couleurs
2026



Kit Implants TePe®

Une gamme de produits d'entretien soigneusement sélectionnés, conçus pour éliminer efficacement la plaque dentaire sur et autour des implants.

- Produits inclus :
- TePe Compact Tuft™
 - Brosse TePe Implants/Orthodontie
 - TePe Universal Care™
 - Fil Dentaire TePe® Bridges&Implants (30 pcs)
 - Brossettes Interdentaires TePe® Extra souples, assortiment toutes tailles
 - Brochure d'informations pour le patient



x1
962 687




TePe® Brosse Implants/Orthodontie


- Tête de brosse extra-fine pour un meilleur accès.
- Brins arrondis pour un nettoyage doux et efficace.
- Parfaite pour le nettoyage des faces buccales des implants ainsi que des appareils orthodontiques.
- Cou long et fin pour faciliter l'accès.



x1
442 368



x25
442 100



Nettoyage efficace autour des bagues et sous le fil.



Kit Orthodontie TePe®

Le kit comprend des dispositifs soigneusement sélectionnés ainsi que des conseils et des astuces pour les patients porteurs d'appareils d'orthodontie.

- Produits inclus :
- TePe Supreme™ Compact
 - TePe Compact Tuft™
 - Brossettes Interdentaires TePe® Originales
 - Brossette Interdentaire TePe Angle™, taille ISO 4
 - TePe EasyPick, XS/S et M/L
 - TePe® Cire orthodontique
 - Brochure d'informations pour le patient.



x1
962 686





Des sourires sains pour chaque bouche

TePe propose une large sélection de dispositifs adaptés à tous les âges, de la première dent aux besoins spéciaux tels que les soins bucco-dentaires pour les appareils d'orthodontie et les implants. Vous trouverez nos recommandations par soin dans les pages suivantes.





Soins pédodontie

Pour garder un sourire éclatant et en bonne santé tout au long de la vie, nous recommandons un brossage des dents dès que la première dent émerge. Le nettoyage interdentaire est généralement recommandé à partir de l'adolescence.



TePe Supreme™
Compacte



TePe Compact
Tuft™



TePe Select™
Compacte



TePe Mini™



Révélateur de
plaque TePe®
PlaqSearch

Soins quotidiens




Un nettoyage interdentaire et un brossage des dents quotidiens sont indispensables pour conserver des gencives saines. Les professionnels de la santé jouent un rôle clé dans la motivation des patients et la recommandation des bons produits.

Gratte-langue TePe®



Brossettes Interdentaires TePe Angle™

TePe Mini Flosser™




TePe EasyPick™

TePe Supreme™



Gel Gingival TePe®

Fil Dentaire TePe®



Brossettes Interdentaires TePe®



Soins des implants

Les bons dispositifs et les techniques de nettoyage appropriés peuvent faire une grande différence dans le maintien d'implants en bonne santé. Un nettoyage quotidien aide à prévenir les maladies péri-implantaires.



Brossettes Interdentaires TePe®




TePe Compact Tuft™

Brosse TePe® Implants/Orthodontie




TePe Universal Care™

Fil Dentaire TePe® Bridges & Implants



TePe® Denture Care pour prothèses



TePe EasyPick™

Soins Orthodontie

Avec un appareil d'orthodontie la plaque dentaire peut rapidement s'accumuler autour des bagues, du fil et des braquetteres. Pour garder un sourire éclatant et en pleine santé, il est important d'établir une bonne routine de soins personnels contribuant à prévenir la gingivite et les caries.

TePe Universal
Care™





TePe Supreme™
Compacte



TePe Interspace™



Révéléateur de plaque
TePe® PlaqSearch



Envie d'en savoir plus sur l'actualité clinique ?

Abonnez-vous au Programme Clinique et Scientifique TePe Clinical Update



Articles



Conférences



Webinaires



Newsletter



Événements



Partage de connaissances



Quatre fois par an, nous mettons à disposition des professionnels et étudiants du secteur dentaire des contenus inspirants qu'ils pourront intégrer dans la pratique clinique. Nous proposons notre newsletter Info Flash, un webinaire ainsi que des conseils et astuces.

Info Flash est une ressource précieuse qui vous permet de rester au fait des dernières recherches scientifiques en matière de santé bucco-dentaire. Vous y trouverez un bref résumé d'un article scientifique récent, ainsi que des informations utiles à votre pratique clinique.

Notre équipe clinique et odontologique se concentrera sur des sujets liés à la prévention des maladies bucco-dentaires et la promotion d'une bonne santé bucco-dentaire, missions de TePe.

Nous poursuivrons également nos webinaires très appréciés. Rassurez-vous : après votre inscription, vous pouvez accéder à la version replay même si vous n'assistez pas à la session en direct.

Nous tenons à ce que personne ne passe à côté de ces connaissances précieuses.

Découvrez notre plateforme scientifique sur tepe.com



Scannez le QR code pour vous inscrire

Notre équipe Clinique et Odontologique au siège :

Lina Gassner Kanters
- hygiéniste dentaire agréée

Conseillère clinique et pédagogique

Dr Michaela von Geijer

Conseillère clinique et pédagogique

Dr Sanjay Haryana

Conseiller clinique et pédagogique

Nous fournissons aux praticiens des informations, des conseils et des astuces pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'observance et de traitement.



Nouveau

TePe Size Finder™

Le choix malin pour trouver la brossette interdentaire TePe® parfaite!





TePe® Size Finder™ vous aide à choisir facilement la brossette interdentaire TePe® adaptée pour un nettoyage optimal entre les dents. Conçu en collaboration avec des experts dentaires pour une précision et une qualité maximales. Le TePe® Size Finder™ est destiné à un usage unique.





Kit de brochettes pour cabinet dentaire

- Rangement pratique pour brochettes interdentaires TePe, conçu pour l'information des patients.
- 8 casiers amovibles pour brochettes interdentaires Originales et 4 compartiments pour les brochettes TePe Angle™. Chaque compartiment contient 10 brochettes.
- Sous le couvercle, guide des tailles de brochettes inclus.
- Possibilité de recharger.

Broschettes interdentaires Originales / Extra Souples	TePe Angle™	Broschettes interdentaires Originales / Extra Souples	TePe Angle™
 x1	 x1	 x1	 x1
922 045 (vide)	922 041 (vide)	922045K (avec brochettes)	922041K (avec brochettes)

Modèle Dentaire TePe®

- Pour la démonstration et les conseils au patient.
- Inclut un chevauchement, différents types d'espaces interdentaires, une furcation, une dent de sagesse en éruption et une dent absente.
- Possibilité d'effectuer des marquages avec un feutre non-permanent à des fins pédagogiques.




952 051

Livré dans une boîte en carton marron.


Impressions personnalisées

Personnalisez les brosses à dents en ajoutant le logo de votre clinique et un slogan pour vous faire connaître tout en promouvant une bonne santé bucco-dentaire. Le service d'impression TePe est une excellente opportunité de communication pour les cabinets dentaires.


Select Regular



Select Compact



Mini



Faites imprimer vos logos, images et messages sur nos brosses à dents Select, Select Compacte et Mini. Faites votre choix parmi une large gamme de couleurs pour le manche et l'impression et créez un modèle original.

Supports marketing et présentoirs

TePe propose une gamme de matériel d'information et de démonstration pour relayer les conseils des professionnels en matière d'hygiène bucco-dentaire. Nos présentoirs de produits sont parfaitement adaptés au rangement et à la présentation.





Présentoir, pour brosses à dents et brossettes

Référence : 932 048

Pour 6 brosses à dents et 9 brossettes interdentaires. En acrylique transparent.



Présentoir pour brosses à dents

Référence : 931 029

Pour 13 brosses à dents (gamme Select). En acrylique transparent.



Mini Display

Art nr: 931 031

Conçu pour contenir six brosses à dents et neuf brosses interdentaires neuf brosses interdentaires. Matière acrylique translucide.



Présentoir pour brossettes interdentaires

Référence : 931 035

Pour 15 brossettes interdentaires. En acrylique transparent.



Dispenser EasyPick

Référence : 242 261 (XS/S) 242 262 (M/L) 242 263 (XL) 242 264 (Assortiment XS/S, M/L)

Dispenser pour échantillons EasyPick. 200 x sachets de 2 pièces.



Mallette de démonstration des produits TePe®

Art nr: 952 056

Pré-garnie avec la majorité de nos dispositifs pour montrer toute la variété de notre gamme. Inclut un espace supplémentaire pour les supports d'informations et les échantillons. Se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière. Poignée et bandoulière facilitent le transport. Convient aux attachés commerciaux.



Présentoir de sol, Métal

Référence : 931 054

Présentoir de sol sur roulettes. 21 crochets, 1 étagère. 2 supports pour brochures.



Présentoir mural, métal

Référence : 931 053

Présentoir mural 12 crochets. 1 étagère. (Bacs en plastique disponibles séparément, référence : 931 038).



Présentoir mural, métal

Art nr: 931 055

Présentoir de table rotatif avec 8 cintres. Hauteur : 53 cm. Largeur : 20 cm. Profondeur : 34 cm : 34 cm.

*Veuillez noter que le visuel peut changer.